

INGRÉDIENTS LAITIERS

Test rapide de détection antibiotique :

Permet une recherche rapide, dans le lait, de résidus d'actifs antibiotiques de la famille des BetaLactames et/ou Tétracyclines. Ces tests sont utilisés afin de prévenir et de traiter des maladies infectieuses des femelles laitières, en particulier les mammites.

■ Beta Star S Combo :



Avantages :

- Une seule étape d'incubation en 5 minutes.
- Vache, chèvre, brebis

Conditionnement : Boite 50 ou 250 tests.

Ce test nécessite l'utilisation d'un incubateur. Il est essentiel à la réalisation correcte des tests, il assure la stabilité thermique et la reproductibilité du processus de dépistage.

Réf. :

- | | | |
|--------------------|---|-----------|
| - Boite x50 tests | - | 101.10500 |
| - Boite x250 tests | - | 101.11000 |
| - Incubateur | - | 101.11100 |



■ MilkSafe 3BTC :

NOUVEAU

CHR HANSEN

Avantages :

- Résultat du test en 5 minutes
- Lait de vache cru et mélangé, lait pasteurisé, lait entier en poudre, lait de chèvre et de brebis

Conditionnement : Boite de 96 tests

Ce test nécessite l'utilisation d'un incubateur. Il est essentiel à la réalisation correcte des tests, il assure la stabilité thermique et la reproductibilité du processus de dépistage.

Réf. :

- | | | |
|-------------------|---|-----------|
| - Boite x96 tests | - | 101.11300 |
| - Incubateur | - | 101.11400 |



■ SNAPduo ST Plus :

NOUVEAU

IDEXX

Avantages :

- Tester le lait froid à sa sortie du camion, du réfrigérateur ou de la citerne
- Vache, chèvre, brebis, jument, buflonne, chamelle
- Taux le plus bas de faux positifs
- Résultat du test en 6 minutes

Conditionnement : Boite de 30 tests

Ce test ne nécessite pas d'incubateur.

Réf. :

- | | | |
|-------------------|---|-----------|
| - Boite x30 tests | - | 101.11200 |
|-------------------|---|-----------|



■ MRL BL TET 8 Charm Rosa:

NOUVEAU
CHARM SCIENCES INC

Avantages :

- Résultat du test en 8 min
 - Lait de vache, chèvre, brebis
- Le test est conçu pour être utilisé sur du lait, en laboratoire, à la réception en usine, à la ferme.

Conditionnement : Boite de 100 tests

Ce test nécessite l'utilisation d'un incubateur. Il est essentiel à la réalisation correcte des tests, il assure la stabilité thermique et la reproductibilité du processus de dépistage.

Réf. :

- | | | |
|--------------|---|-----------|
| - Boite x100 | - | 101.11500 |
| - Incubateur | - | 101.11600 |

